

Piccolo, leggero ma POTENTE!

SM3



OSSTEM[®]
IMPLANT

Torque elevato (Max. 80Ncm)

- Una situazione chirurgica ottimale grazie ad un torque pari a 80Ncm



Riduzione 20:1

LED LUX

- LED simile alla luce naturale
- Circa 32,000 LUX
- 3 livelli di regolazione della luminosità per un trattamento ottimale



Ampio display LCD




Sistema avanzato di regolazione del torque

Un trattamento sicuro grazie alla funzione di regolazione del valore del torque




Prima della regolazione del torque

Ampia deviazione della misurazione del torque



Dopo regolazione del torque

Deviazione ridotta del torque misurato



Dettagli tecnici

Dimensioni W265 X D220 X H100 (mm)

RPM 200 ~ 40,000rpm

Lunghezza del cavo 2m