

OSSTEM[®]
IMPLANT

K3[™]

Semplice ma sofisticata





La poltrona odontoiatrica ideale per il tuo studio

Semplice ma sofisticata

Vi presentiamo la nostra poltrona odontoiatrica più all'avanguardia, ergonomicamente progettata per consentire una migliore interazione tra dentisti, assistenti dentali e pazienti.

Progettata da noti dentisti e ingegneri biomedici, la poltrona K3 offre un'esperienza confortevole ai pazienti e un ambiente di lavoro funzionale ai medici. Il sistema flessibile e integrabile con vari accessori offre una concreta opportunità per migliorare i trattamenti e le cure dei pazienti.





Realizzata per durare nel tempo

Utilizzando solo materiali di elevatissima qualità, ogni poltrona K3 è garantita in termini di durata. Grazie ad una serie di 10.000 cicli della regolazione dell'altezza e ai 5 anni di test di accensione e spegnimento eseguiti senza alcun malfunzionamento, la poltrona K3 è ottimizzata per raggiungere la perfezione.

Un investimento intelligente

Grazie all'eccezionale qualità e durata, ogni poltrona K3 soddisfa tutte le attese grazie a un prezzo accessibile.

Integrazione flessibile

Costruita pensando a un funzionamento ottimizzato e lineare, la poltrona K3 soddisfa tutte le vostre esigenze con la massima praticità.





※ I manipoli non sono inclusi e possono essere acquistati separatamente.



Integrazione flessibile

Sempre all'altezza della situazione, massima efficienza.

Il sistema SMART Delivery System della poltrona K3 offre tutti gli strumenti e le informazioni necessarie per un funzionamento confortevole con la massima efficienza. Un ampio e intuitivo display LCD a colori da 4,3" su uno spazioso piano d'appoggio per fornire tutte le informazioni necessarie all'attività pratica anche con un solo sguardo.



La migliore posizione possibile durante il trattamento

La poltrona K3 offre la posizione ideale per medici, assistenti e pazienti durante il trattamento, con un controllo dell'altezza regolabile da 14" (365 mm) a 31" (795 mm) e una fluida movimentazione del lato medico per la gestione dello spazio operativo.





Funzioni dei pulsanti del lato medico

Il tavolo medico K3, dotato di un pannello di visualizzazione LCD a colori da 4,3 pollici, fornisce tutte le informazioni necessarie con un semplice sguardo. Le varie funzioni aggiuntive, come il negatoscopio, la selezione della posizione di trattamento, la preimpostazione dell'RPM e il controllo della potenza dell'ablattore, permettono al medico di operare in maniera più semplice e metodica.

Un ampio spazio di lavoro

Il lato medico K3 dispone di un ampio spazio per procedure avanzate: supporto per protocolli chirurgici e tablet, vaschetta portastrumenti per contenere attrezzi e strumenti aggiuntivi e un tappetino per il mouse.

Portastrumenti SMART

Il portastrumenti è progettato con un'angolazione ottimale per estrarre e reinserire gli strumenti agevolmente. Le spie LED indicano quando gli strumenti sono nella posizione di riposo corretta, limitando il rischio di caduta dal portastrumenti al pavimento.



Semplifica i trattamenti

Si adatta perfettamente alle vostre esigenze

Creata per un'assistenza perfetta

Varie funzioni, attivabili direttamente dal pannello di controllo, lato assistente, tra le quali: modifica posizionamento del paziente, attivazione posizione risciacquo della bacinella, modifica dell'intensità luminosa della lampada.



1 Bacinella in vetro | Sistema di alimentazione idrica a doppio sensore

La bacinella in vetro, più ampia e trasparente, consente una facile pulizia e manutenzione. Il sistema di approvvigionamento idrico a doppio sensore può controllare la quantità di acqua erogata. Sono progettati per supportare l'altezza e la corporatura dei pazienti indipendentemente dall'età, favorendo il massimo comfort.

2 Alimentazione idrica regolabile | Interruttore acqua calda

I controlli di alimentazione e scarico dell'acqua, insieme all'interruttore di accensione/spegnimento dell'acqua calda sono posizionati sul lato anteriore dell'unità, per facilitare l'accesso da parte dell'assistente.

3 Filtro di aspirazione potenziato & cestello laterale

Il filtro di aspirazione facilmente lavabile e ispezionabile consente una semplice pulizia e manutenzione. Il portastrumenti laterale staccabile può contenere vari utensili durante il trattamento.







Alla scoperta del massimo comfort

Poltrona per pazienti concepita in modo
ergonomico

La seduta della poltrona distribuisce in modo uniforme il peso del paziente, per un comfort ottimale. In particolare le parti che entrano in contatto diretto con la poltrona, tra le quali: le spalle, la schiena e i fianchi.

Realizzata per il massimo comfort e la migliore assistenza del paziente

La poltrona K3 utilizza un motore idraulico ad alte prestazioni, fissata al pavimento per ridurre al minimo il rumore e la vibrazione durante la regolazione dell'altezza. Lo schienale sovradimensionato, la seduta e il poggiatesta sono tutti progettati ergonomicamente per migliorare il comfort del paziente. Con la regolazione dell'altezza il dentista può facilmente eseguire i trattamenti in diverse posizioni.




Ergonomicamente studiata (poggiatesta e schienale)

Il poggiatesta regolabile con una mano fornisce il supporto adeguato alla testa e al collo in qualsiasi angolazione. Lo schienale sovradimensionato offre un ampio sostegno a tutti i tipi di corporatura, consentendo ai pazienti di rimanere comodi anche durante le sedute più lunghe.

Intuitivo e compatto (bracciolo)

L'esclusivo bracciolo circolare di K3 è robusto e confortevole. I pazienti si sentono sicuri quando afferrano il bracciolo e lo trovano comodo sia in posizione seduta che di riposo. Il bracciolo si regola in alto e in basso rapidamente, consentendo ai pazienti di salire e scendere dalla poltrona senza difficoltà.



Massima visibilità



Lampada LED altamente tecnologica

La lampada LED è circa il 50% più luminosa rispetto alle altre lampade e consente di eseguire facilmente i controlli dentali e dei tessuti molli.
Sensore Touchless

Sensore Touchless

Il sensore touchless consente l'attivazione a mani libere e l'attivazione della modalità composta in modo sicuro, riducendo al minimo il rischio di contaminazione incrociata della superficie della parabola luminosa.

Filtro anti-luce blu

Adottando la funzione Anti-luce blu è possibile controllare le eventuali criticità, come l'indurimento della resina, per un processo di trattamento efficace.

Impugnatura della lampada autoclavabile

Le impugnature della lampada sono facilmente rimovibili e sterilizzabili in autoclave.





Marrone



Blu scuro



Viola scuro



Blu



Rosso



Oro



Avorio

Opzioni cromatiche

Abbiamo selezionato i colori giusti per voi e i vostri interni



Si adatta perfettamente alle vostre esigenze

Monitor Operatorio Multimediale

Può migliorare la comunicazione visiva tra il medico e il paziente, come strumento di pianificazione del trattamento e informazione. Inoltre, può aiutare a distogliere l'attenzione del paziente durante la seduta, riducendo il suo stress.



Pedale multifunzione



Il regolatore a pedale di tipo joystick consente al medico di controllare ogni aspetto della poltrona e dell'unità senza muovere un dito.




Sgabello medico

Stabile, sicuro e confortevole. Lo sgabello medico è progettato per fornire un ampio supporto e ridurre l'affaticamento.

Dimensione K3







※ Garanzia limitata di 5 anni, fare riferimento alla dichiarazione di garanzia completa

K3

Amazingly Attractive

OSSTEM[®] **IMPLANT**

OSSTEM ITALIA S.R.L.
Via Gallarate, 211 - 20151 Milano
Tel. +39 0238247387 - e.mail: info@osstem.it